

Talitakumi Gateway



Versión 1.0
 10/03/2010



TALITAKUMI GATEWAY

Objetivo

Explicar el uso del sistema del sistema de carga de exámenes médicos y odontológicos realizados off line al sistema central.

Alcance

El encargado Médico y administrativo responsable de esta tarea.

Control de versiones

I. 10/03/2010 Manual de la versión beta del sistema Eduardo Di Santi

Contenido

<i>Carga de la utilidad</i>	3
<i>Procedimiento previo</i>	3
<i>Uso de la utilidad</i>	4
<i>La Carga</i>	5
<i>Resultado de la carga</i>	6

Carga de la utilidad

Esta utilidad residirá en el computador del Encargado Médico en administración y esta identificada con un Ícono nominado Marfrig Servidor.

La utilidad esta diseñada para elegir una carpeta en la computadora o en el pen drive que contiene dentro todos los archivos cds y odo generados en el cliente.

También se debe consignar el cliente visitado, por ejemplo Margrig FRAY BENTOS.

Una vez terminado el proceso en el servidor se habrán incorporado los episodios médicos y odontológicos generados en el cliente.


PROCEDIMIENTO PREVIO

Antes de poder usar la utilidad deben realizarse ciertos procedimientos a fin de preparar la información para la carga :


- i.- Debe consolidarse toda la información de los Laptop en una sola carpeta, para lo cual simplemente se debe crear esa carpeta en el pendrive de Medilab y copiar en ella todos los archivos .cds y .odo en esta carpeta.
- ii.- Se llevará el pendrive al computador del encargado médico y se lo insertará en un puerto USB.
- iii.- Se cargará la utilidad haciendo doble click en el Ícono “Marfrig Servidor”

Uso de la utilidad

La pantalla que se mostrará en cuando se invoque la utilidad será similar a la siguiente :



Debe elegirse la carpeta que contiene los archivos, en este caso FRAYBENTOS :




Una vez elegida la carpeta debe pulsarse el botón Elegir :

 Elegir


En caso de no querer cargar una carpeta el botón Cancelar no tendrá efecto, para salir sin cargar debe pulsarse el Ícono de Cerrar Ventana

La Carga

Una vez pulsado elegir se abrirá una pantalla durante unos segundos, dependiendo de la cantidad de pacientes vistos es el tiempo que demorará en mostrar los resultados.



Finalmente mostrará el resultado de la carga :



Resultado de la carga

Como puede verse, en este caso existieron algunos errores, estos errores deben ser anotados ya que por alguna razón no han podido ser cargados.


Estos errores deben ser analizados y tratados por el departamento técnico.

```
Procesando : /Users/rupertus/kCreativa/Medilab/Trash/FRAYBENTOS/2916088.cds
Error insertanto episodio java.lang.NullPointerException
-----
Procesando : /Users/rupertus/kCreativa/Medilab/Trash/FRAYBENTOS/36894269.cds
Error insertanto episodio java.lang.IllegalStateException: During synchronization a new object was found through a relat
-----
Procesando : /Users/rupertus/kCreativa/Medilab/Trash/FRAYBENTOS/3712110.cds
Error insertanto episodio java.lang.NullPointerException
-----
Procesando : /Users/rupertus/kCreativa/Medilab/Trash/FRAYBENTOS/4481875.cds
Error insertanto episodio java.lang.NullPointerException
-----
```

El único dato relevante es en nombre del archivo : 2916088.cds

Si se desea evitar anotar esto a mano puede seguirse el siguiente procedimiento :

i.- Pintar el contenido de la ventana :



ii.- Luego se pulsan las teclas Ctrl y C juntas en el teclado con esto se copia el texto.

iii.- Finalmente se abre un nuevo correo electrónico y se pega este texto pulsando Ctrl y V esto en el cuerpo del mensaje.

iv.- El correo se envía al responsable de Medilab quien lo derivará al departamento técnico para su resolución.

Cierre de la aplicación

Finalmente se pulsa Cerrar para salir de la utilidad.